


# CS Restore Software



Restaurationen – Schnelles, einfaches, automatisiertes Designen

CS Restore, Teil des integrierten Portfolios an CAD-/CAM-Produkten von CS Solutions für restaurative Behandlungen, führt zu einer erheblichen Vereinfachung des Designprozesses. Sie werden Schritt für Schritt durch den Vorgang geleitet, wobei wichtige kritische Aufgaben wie Erkennung der Präparationsgrenze, Zahnkonstruktion und Okklusionsmanagement automatisiert durchgeführt werden.



CS 3000 / CS 3500  
CS Restore / DVT-Scan


## Funktionen und Vorteile

- Vollständige Restaurationen mit wenigen Klicks
- Intuitive Software, die den Anwender durch den Designprozess führt
- Geeignet für Kronen, Inlays und Onlays
- Bioadaptive Restaurationen für maßgeschneiderte und extrem funktionale Ergebnisse
- Offenes System mit flexiblen Optionen für digitale Abdrücke


Produkt	Kat. Nr.	UVP
CS Restore	5310362	€ 1.999



Automatisches 3D-Modell



Bioadaptiver Erstentwurf



Automatische Erkennung der Präparationsgrenze



Intuitive Designwerkzeuge