

Intraorales Kamerasystem - Produktübersicht

IOK-Plus 2

nur € 2950,-

- stufenloser manueller Fokus
- Handstück aus Kunststoff, weiß



IOK-Plus 3

nur € 3250,-

- 5 Stufen-Fokus
- Handstück aus Kunststoff/Metall, grau



Auf den Punkt gebracht

- Einfache und schnelle Handhabung
- Mobil für jedes Zimmer
- Integrierter DVD-Player für die Patienteninformation
- 3 Patienteninformations-DVDs
- Anwendungskonzept für 50% mehr hochwertigen Zahnersatz und 100% mehr Prophylaxe

Einfache und schnelle Handhabung!



Technische Details - Vergleichsübersicht

Kamerahandstück	IOK-Plus 2	IOK-Plus 3
Bild-Sensor	1/4" Sony Super HAD CCD	1/4" Sony Super HAD CCD
Effektive Pixel	752(H) x 582(L)	752(H) x 582(L)
Horizontale Auflösung	460 TV-Lines	460 TV-Lines
Fokussierung	stufenloser manueller Fokus	manueller 5 Stufen-Fokus
Interner Foto-Speicher	12	12 (optional 30)
Material	Kunststoff	Metall/Kunstst.
Auslöser	Druckknopf	Tastensensor

Monitor

Monitor (TFT-Display)	19"(48cm) 16:9	19"(48cm) 16:9
Displayauflösung	1366 x 768 Pixel	1400 x 900 Pixel
Fernbedienung	Ja	Ja

SD - Speichermodul

Inkl. Fernbedienung und 1 GB SD-Karte zur Speicherung von Fotos in jpeg. Hierdurch wird eine Archivierung oder Fotodruck möglich.



€ 350,-

USB Adapter

Inkl. Software (engl. Version) und Kabel zum Anschluß direkt an den PC.



€ 450,-

Fußauslöser

ermöglicht das Auslösen durch den Fuß



€ 150,-

Kamerakabel

3 Meter statt 2,3 Meter
Standardlänge der IOK-Plus,
5 Meter auf Anfrage



€ 25,-

Praxis-Bücher

Erfolgsfaktor -
Intraorale Kamera und
100% mehr Prophylaxe



je € 49,-

Seitengriffe

für die Monitoreinheit,
links oder rechts



je € 75,-

Rollkoffer

inkl. Trolley und Polsterung
für den sicheren Transport
der Kamera



€ 300,-

USB-Kamera

zum Anschluß an den Computer

inkl. Treiber und Anwendungssoftware (engl. Version)

IOK-USB 1



€ 1450,-

IOK-USB 2



€ 1950,-

Schutzhüllen

100 Stück pro Box



€ 20,-

Tisch-Rollup A3

Zur Informationsmöglichkeit
auf dem Thesen oder im
Wartezimmer.

€ 49,-



DVD-Dental Explorer

Video Edition,
Patienteninformationen zum
Thema Implantate



€ 159,-

DVDs zur Patienteninformation

Prophylaxe Plus,
Kontura,
Zwischen2



je € 49,-

Lesegerät für Röntgenaufnahmen

Erhältlich ist eine USB Variante
incl. Software oder eine
Video Variante zum direkten
Anschluß an einen Monitor.



€ 250,-

Raumduftverteiler

Incl. eines Dufts!
Gute Fahrt, Morgentau,
Lavendelduft, Wasserfall
oder Frühling
Weitere Düfte auf Anfrage
erhältlich.



€ 150,-

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.