

Adresse: Rudolfstr. 112
82152 Planegg bei München

Internetshop: www.christiansengmbh.de
Email: info@christiansengmbh.de

DENTAL - Angebot Röntgenfilme, Chemikalien u. Röntgenzubehör ab April 2012
(Auszug, freibleibend)

Bitte vergleichen Sie NUR aktuelle Preislisten NACH Hersteller bedingten Preiserhöhungen!

Bei Abnahme von 5x 100 Blatt je Format: 3% Mengenrabatt !

Die meistverkauften Röntgenfilme:

Grünfilme	Hersteller/ Filmtyp					
	EUROMED® PLUS	EC plus	FUJI Super HR-E	KODAK T-mat G/ RA Zuschnitt von 15x40 Original-Packung	VALMEX VA 990 GT	
100 Blatt! 50 Blatt NICHT lieferbar!						
12,7 x 30,5	35,90	26,90	*	69,90 ●	-	34,90
15 x 30	40,90	29,90	32,90	69,90 ●	-----	39,90
18 x 24	29,90	26,90	29,90	-	24,90	37,90

• Filme vom größeren Format (original KODAK T-mat G/ RA 15x40) ohne Qualitätsverlust zugeschnitten!
(Wenn nicht extra verlangt, liefern wir die zugeschnittene Ware aus.)

Bitte testen Sie den preisgünstigen Qualitätsfilm EC plus
Bezüglich Konstanzprüfung liegt dieser Film im Toleranzbereich der KODAK Ware!

* Zuschnitt auf Panoramaformat 12,7 x 30,5 auf Anfrage möglich!

Bei Film-/ Folienwechsel Teilabnahmeprüfung NICHT zwingend erforderlich!
Wir verweisen auf die „Richtlinie f. d. technische Prüfung von Röntgeneinrichtungen u. genehmigungsbedürftigen Störstrahlern“ (Stand 09.02.2010): *Tabelle II, „Änderung an Röntgeneinrichtungen...“* (Fußnote 4 & 3)
! Im Bereich der Zahnheilkunde ist bei Wechsel von Film- und/ oder Verstärkungsfolientyp KEINE Teilabnahme erforderlich, wenn keine Erhöhung der Bildempfänger-Dosis verbunden ist. !
Es ist die Neufestsetzung der Bezugswerte für die Konstanzprüfung und deren Dokumentation seitens des Strahlenschutzverantwortlichen („Überlappende Aufnahme“) ausreichend.

Röntgenfilme, intraoral (Auszug, am häufigsten verwendet)

KODAK Peripical Filme			Ultra Speed D (hochempfindlich)		Insight, Speed E, F (höchstempfindlich)		
Format			Typ		Typ		
3,1 x 4,1	150 Stck.	Einzelfilme	DF 58	47,90	IP 21	49,90	
3,1 x 4,1	130 Stck.	Doppelfilme	DF 57	63,90	IP 22	75,90	
2,2 x 3,5	100 Stck.	Einzelfilme	DF 54	39,90	IP 01	42,90	

KODAK Occlusal Filme			weitere auf Anfrage			
5,7 x 7,6	25 Stck.	Einzelfilme	DF 50	48,90		

AGFA Dentus M2 Comfort				alle Speed E,F (höchstempfindlich)			
Format				Format			
2 x 3	100 Stck.	Einzelfilme	43,90	3 x 4	150 Stck.	Doppelfilme	81,90
3 x 4	150 Stck.	Einzelfilme	46,90	5 x 7	25 Stck.	Einzelfilme	54,90

Weitere Röntgenfilme, Hersteller und Formate sehr preisgünstig auf Anfrage !

Röntgenentwicklungsmaschinen

CAWOMAT 2000IR incl. Lichtschutzdeckel **3.590,-**

(KEINE Entwicklung von intraoralen Filmen möglich)
 BxLxH: 65x109x40cm Filmdurchlaufzeit: 2,3 Min.

Versandpreis!

! AKTION !

- VORTEIL:**
- 2 Panorama-Filme parallel entwickeln
 - kein Wasseranschluss erforderlich!
 - sehr preisgünstige EUROMED® - Chemikalien



... und dazu die preisgünstigen EUROMED® Röntgenfilme !!!

DÜRR XR-24 pro

ohne Tageslichtaufsatz **4.990,-**

Kompakte Entwicklungsmaschine auch für Intraorale Aufnahmen. zzgl. Speditions-Versand
 BxLxH: 42x51x44cm Filmdurchlaufzeit: 2,75 Min.
 Benötigt Wasseranschluss!



!! Nutzen Sie das EURMED® XR-Chemikalien-Set für perfekte Ergebnisse !!

Röntgenchemikalien (Girardelli-Chemikalien bei Girardelli-Maschinen)

Geeignet für alle Rollenentwicklungsmaschinen!

Maschinen-Chemikalien			
ADEFO	RTU-60	2 x 5 Ltr. Entwickler	34,90
		Fertiglösungen, KEIN Mischen	2 x 5 Ltr. Fixier
ADEFO	RTU-60	5 x 2,5 Ltr. Entwickler	38,90
		Fertiglösungen, KEIN Mischen	5 x 2,5 Ltr. Fixier
EUROMED®	E 1000	10x2,5 Ltr. Entw(TeilA+B+C)	45,90
	F 1000	10x2,5 Ltr. Fixier (TeilA+B)	26,90

Chemikalien für Handtankanlagen		
EUROMED®		
für je 25 Ltr. Fertiglösung	Entwickler 1 x 5 Ltr. Konzentrat	21,90
	Fixier 1 x 5 Ltr. Konzentrat	16,90
für je 5 Ltr. Fertiglösung	Entwickler 1 x 1 Ltr. Konzentrat	9,-
	Fixier 1 x 1 Ltr. Konzentrat	9,-

Maschinen Chemikalien-Sets			
DÜRR	XR Set 1-teilig	2 x 5 Ltr. Entw. (einteilig)	68,90
		2 x 5 Ltr. Fixier (einteilig)	
EUROMED®	XR Set 1-teilig	2 x 5 Ltr. Entw. (einteilig)	29,90
		2 x 5 Ltr. Fixier (einteilig)	
EUROMED® XR-Set ersetzt: DÜRR XR-Set, ADEFO Duomat ONE- und Economy-Set!			

Reiniger		
DÜRR	WR 2000 Sprühreiniger	22,90
	XR- Clean Set	149,90
	Tankreiniger, flüssig f. 2 Ansätze	24,90
CALBE	Isoclean, flüssig f. 10Ltr.	19,90
	Universalreiniger, Pulver f. 15Ltr.	14,00

Weitere Chemikalien für Maschinen- oder Handentwicklung preisgünstig auf Anfrage!

Dunkelkammer-Beleuchtung, z.B. Fa. Pehamed



Spot-X



LED-X

Spot-X	Dunkelkammerleuchte mit Rotfilter, Wand-u.Deckenmontage	190,-
LED-X	Dunkelkammerleuchte mit LED-Technik, Rotlicht	294,-

Girardelli X-24 Tauchentwicklungsautomat

3.099,-

(Benötigt Festwasseranschluss!)

BxLxH: 74x54x62cm Inhalt Badbehälter: jeweils 9 Liter Filmdurchlaufzeit: ca. 7 Min.
 Automatischer Programmablauf - Elektronische Badheizung - Automatische Filmtrocknung
 Lieferung incl.: Je 1 Filmbügel für Pano, FRS, Kleinformat + 1 Entwicklerkorb (Kleinformat)
 + 2 Ansätze Entwickler und Fixier



Girardelli X-3D Tauchentwicklungsautomat

1.400,-

(KEINE Entwicklung von FRS- oder Panorama-Aufnahmen möglich)

BxLxH: 60x32x33cm Inhalt Badbehälter: je 1,75 Liter Filmdurchlaufzeit: ca. 7 Min.
 Automatischer Programmablauf - Elektronische Badheizung - Automatische Filmtrocknung
 Lieferung incl.: 1 Filmbügel für Kleinformat + 1 Entwicklerkorb (Kleinformat)
 + 5 Ansätze Entwickler und Fixier



Girardelli X-1 Tischdunkelkammer

259,-

(KEINE Entwicklung von FRS- oder Panorama-Aufnahmen möglich)

BxLxH: 46x32x30cm Inhalt Schraubdeckel-Becher: jeweils 225 mLtr.
 Manuelle Filmverarbeitung!

Lieferung incl.: 3 Einzelfilmhalter + 2 Ansätze Pulver-Entwicklungsconzentrat



Girardelli - Chemikalien & Zubehör

X-1 Chemikalien-Set (10x Entw. + 10x Fix)	39,90
X-24 Chemikalien-Set (1x Entw. + 1x Fix + 1x Netzmittel)	49,90
X-3D Chemikalien-Set (5x Entw. + 5x Fix)	59,90
1 GIRA-CLEAN Reinigungsmittel	29,90
1 Silikonspray für Aluwelle	12,90
1 Filmbügel X-3D für Kleinformat (bis zu 3 Filme)	26,90
1 Filmbügel X-24 für Kleinformat (bis zu 3 Filme)	31,90
1 Filmbügel X-24 für Panoramafilm (12x30 od. 15x30)	48,90
1 Filmbügel X-24 für FRS und Formate bis 18x30	51,90
1 Status-Entwicklerkorb für bis zu 18 Filme (2x3 und 3x4)	30,90



Verstärkerfolien und Kassetten (keine Sattelkassetten!)

Unser Angebot zur Optimierung Ihrer Aufnahmequalität:

Kassetten-Folien-Kombinationen:

FORMAT	Kassette incl. Verstärkerfolienpaar Speed 400, ortho: CAWO OG8 od. EUROMED® OG8	Kassette incl. Verstärkerfolienpaar Speed 400, ortho: KODAK Lanex Regular
18x24	112,90	249,-
12x30	212,90	239,-
15x30	212,90	239,-

Folienaustauschservice:

Wenn Sie für Ihre vorhandenen Kassetten neue Folien benötigen, per Post an:

Ernst Christiansen GmbH, Rudolfstr. 112, 82152 Planegg

Preis pro Kassettennachrüstung

25,- zzgl. Folienpaar incl. PU-Schaum, Scriborabdeckung und

Beschriftung.

Folienwechsel: Teilabnahmeprüfung NICHT zwingend erforderlich! (siehe Bemerkung bei Röntgenfilmen)

Folien-Paare zum Nachrüsten:

FORMAT	Verstärkerfolienpaar CAWO OG8 bzw. EUROMED® OG8 Speed 400, ortho	Verstärkerfolienpaar KODAK Lanex Regular Speed 400, ortho
18x24	66,-	205,-
12x30	112,90	155,-
15x30	112,90	155,-

Strahlenschutzartikel, z.B. Fa. MAVIG

andere Hersteller u. weiteres Strahlenschutzzubehör auf Anfrage!



MAVIG RD642



Halsschutz

MAVIG RD635



MAVIG Dentschürze, für Patienten RD642		
Kinder	0,50 Pb	124,-
Erwachsene	0,50 Pb	150,-

MAVIG Panoramaschürze, RD635 für Patienten		
Kinder	0,50 Pb	149,-
Erwachsene	0,50 Pb	219,-

Halsschutz m. Schilddrüsenschutz	Einheitsgröße, Pb 0,5	64,-
----------------------------------	-----------------------	------



Maier - Strahlenschutzschild

Pb 0,5 nach DIN6813

Standard (weiß)	59,90	Spezial (versch. Farben)	64,90
Wandhalterung (Plexiglas)	59,90	Wandhalterung (Alu)	82,90



Messgeräte für die Konstanzprüfung



pehamed Denso-Dent Pocket-Densitometer für die Einzelmessung an Röntgen- und Dentalfilmen, incl. Netzteil	739,-
pehamed Sensi-Dent 5-Punkt Pocket-Sensitometer für die Konstanzprüfung von Röntgen- und Dentalfilmen	675,-

pehamed-Filmsafe

helligkeitsgesteuerte Verriegelung, für Filme 18x24, 15x30 u. 12x30
 einfachste Handhabung, absolut sicher! (BxTxH: 39,5x19,5x33cm)



Modell M	zur Aufbewahrung in der Dunkelkammer ohne Bleischutz	499,-
Modell D	zur Aufbewahrung im Röntgenraum mit Bleischutz	569,-

Filmtaschen

Alle Hersteller und Typen sehr preisgünstig auf Anfrage bei der Firma MGK, Tel.: 04151-81011 !
 Verrechnung gerne über uns!

Händedesinfektion, Girardelli DA-1

549,-



Desinfektionsmittel, 10 x 0,5 Ltr.	79,90
Desinfektionsmittel, 1 x 5 Ltr.	70,90



Zahlungs- und Lieferbedingungen:

Preise netto in EUR freibleibend zzgl. MwSt. Für Österreich und übriges EU-Ausland: Mit Umsatzsteueridentifikationsnr. (ATU-Nr.) keine MwSt.-Berechnung. Zahlung ohne Abzug innerhalb von 10 Tagen nach Erhalt der Ware. Pro Auftrag erheben wir EUR 6,90 für Versand und Verpackung, sonst entstehen keine Kosten. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises unser Eigentum. Rücksendung innerhalb von 8 Tagen nur in originalverschlossenen, wiederverkaufsfähigen Verpackungen. Bilder sind nur Beispiele, Produkte können abweichen!