

perfekte Produkte für perfekte Behandlungen

STARLIGHT

Anti-Aging | Slimming | Body Shaping | Cellulite



STAR LIFT

MULTI-TECHNOLOGIE- LÖSUNG

- Radiofrequenz
- Ultraschall
- Vakuumbehandlung
- Thermolysenadel
- Laser



Der Star Lift von Med-Op ist eine leistungsstarke und tragbare Multi-Technologie-Plattform, die Radiofrequenz, Ultraschall, Vakuumbehandlung, Nadelapplikation und Softlaser in einem Gerät kombiniert. Der Star Lift bietet eine umfassende Bandbreite von nichtinvasiven, ästhetischen Anwendungen, einschließlich Fettreduktion, Formung der Körperkonturen und Anti-Aging-Behandlungen.

Der Star Lift wurde für Kliniken und kosmetische Behandlungsspezialisten konzipiert, die eine kompakte und vielseitige Ausstattung benötigen, mit der sie Mehrfachbehandlungen durchführen können.

Der Star Lift kombiniert klassische Techniken mit modernen Behandlungsmethoden, um optimale Ergebnisse zu erzielen und bietet sowohl dem Anwender als auch dem Patienten Komfort und Zufriedenheit.

MERKMALE

- **Komplett-Gerät** - mehrere Behandlungstechniken in einem Gerät
- **Sicherheit** – CE-Standard
- **Hohe Zufriedenheit** - sowohl bei Patienten als auch bei professionellen Anwendern
- **Anwenderfreundlich** - einfach zu bedienen
- **Leicht** - platzsparend & tragbar für Ihren ultimativen Komfort

ANWENDUNGEN

Körperformung

Regeneration von Kollagen
Fettreduktion & Hautstraffung

Hautstraffung & Anti-Aging

Verbesserung der Hautstruktur
Steigerung der Hautelastizität
Glättung von Fältchen

Hautreinigung und Regeneration

Peeling der Oberhaut
Stimulierung der Durchblutung
Zellregeneration
Verbesserung des Feuchtigkeitsgehalts der Haut

Hautbehandlung

Faltenglättung
Glättung sonnengeschädigter Haut
Koagulation
Milderung von Dehnungsstreifen im Bauchbereich



TECHNISCHE DATEN STAR LIFT

System

Netzspannung	230 Volt +/- 5%, 50/60 Hz
Leistung	180 Watt
Bildschirm	8" LCD
Bedienung	Mit Schlüssel und Fußschalter
Gewicht	12 kg
Maße	Länge 58, Breite 41, Höhe 25 cm

Ultraschall

Frequenz	Körpersonde: 1 MHz Dekolleté- und Brustsonde: 2 MHz Gesichtssonde: 3 MHz
Impuls	4 Niveaus
Größe	Körpersonde: 60 mm Durchmesser Dekolleté- und Brustsonde: 40 mm Durchm. Gesichtssonde: 20 mm Durchm.

Spatel

Frequenz	25 kHz
Größe	25 mm breit
Impuls	4 Stufen

RF (Radiofrequenz)

Leistung	bis zu 35 W
Impuls	4 Stufen
Frequenz	2,1 MHz
Polarität	Bipolar, monopolar
Bedienung	automatisch bei Kontakt

Thermolysenadel

Frequenz	2,1 MHz
Leistung	bis zu 12 W
Schaft	0,8 mm

Softlaser

Wellenlänge	675 nm, nicht eingestellt
-------------	---------------------------

Vakuumbehandlung

Saugstärke	bis zu 500 mbar
Impuls	10 Stufen

Baumgartner & Rath GmbH
 Hightech Unternehmen
 Fürstenrieder Str. 275
 81377 München
www.baumgartner-rath.de

Lawenta GmbH

Tölzer Str. 37

82031 Grünwald

Tel.: +49 (0)89 1228574-0

info@lawenta.de

www.lawenta.de